

Infusionszubehör – Was ist was?

Produkt	Beschreibung	Anwendungsbeispiel
<p>Mini-Spike®</p> 	<p>Entnahme- und Zuspritzspike für Mehrdosenbehälter</p> <ul style="list-style-type: none"> mit integriertem, bakterien dichtem 0,45 µm BelüftungsfILTER mit Schnappdeckel, der den Luer-Lock-Anschluss schützt 	
<p>Transofix®</p> 	<p>Transferspike für sterile Flüssigkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> Verwendbar zum Auflösen von Trockensubstanzen, Mischen von Lösungen und Arzneimitteln 	
<p>Combi-Stopper-Verschlußskonen®</p> 	<p>Combi-Stopper-Verschlußskonen</p> <ul style="list-style-type: none"> zum Verschließen aller weiblichen und männlichen Luer-Anschlüsse steriler Verschluss aller Arten von Anschlüssen am Infusionsset sicherer Verschluss von vorgefüllten Spritzen 	
<p>Infuvalve® Rückschlagventil</p> 	<p>Infuvalve® Rückschlagventil zur Konnektion mit Infusionssystemen</p> <ul style="list-style-type: none"> verhindert bei Parallelinfusionen mit Druck und Schwerkraft den Rückfluss der Lösung in die Schwerkraft-Infusionsleitung vermeidet Blutrückfluss 	
<p>Bionecteur®</p> 	<p>Bionecteur</p> <ul style="list-style-type: none"> nadelfreies Konnektionssystem zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und Prävention Gefäßkatheter-assoziiertes Infektionen max. 7 Tage Liegezeit oder 360 Konnektionen 	
<p>Drei-Wege-Hahn</p> 	<p>Drei-Wege-Hahn</p> <ul style="list-style-type: none"> für Infusion/Transfusion zur gleichen Zeit oder unmittelbar nacheinander über Venenverweilkanüle oder zentraler Venenkatheter 	